

Postup pro čištění pleti pomocí expresoru

1. Před použitím je nutné otevřít póry pleti.

Způsoby pro přípravu pleti na čištění:

- horká sprcha na obličej – 2 až 3 minuty
- nahřátí obličeje teplým vlhkým ručníkem 2 až 3 minuty
- párou – např. s použitím [obličejové sauny](#)

2. Vydezinfikujte si ruce a nástroje.

3. Vydezinfikujte místa na pleti, kde budete aplikovat nástroj.

4. Odstranění černých teček, akné (ucpané póry, bílé tečky)

Umístěte černou tečku, nebo pupínek do středu otvoru lžičky (očka), jemně přitlačte, je-li potřeba, přetáhněte nástroj přes černou tečku.

Expresor s jehlou slouží pro propíchnutí pupínku a snadnější ošetření pomocí následného tlaku lžičkou na okolí.

5. Po použití expresoru:

Ihned ošetřené místo dezinfikujte a naneste uklidňující krém – zabráníte vstupu bakterií do otevřených kožních pórů.

Vydezinfikujte nástroj antibakteriálním mýdlem a horkou vodou nebo lihem.

Upozornění: používejte velmi opatrně.