

**Podložní mísa RF-892
Zdravotnický prostředek**

Uživatelská příručka

Podložní mísa je určena pro použití ve zdravotnických zařízeních a v domácnosti pro osoby upoutané na lůžko, za účelem zmírnění následků úrazů a průběhu nemocí. Produkt se používá k vylučování stolice a moči. Pokud výrobek používají starší a/nebo imobilní lidé, je nutná pomoc jiných osob.

⚠ Pozor!

- nepoužívejte prasklý nebo jinak poškozený produkt,
- používat a skladovat při pokojové teplotě,
- nezapínejte otevřeným plamenem.

Údržba:

- Lze čistit a udržovat omýváním vodou a použitím běžných čisticích a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a abrazivní látky.
- Dezinfekci lze provést jedním z prostředků určených a používaných ve zdravotnických zařízeních k dezinfekci tohoto typu výrobku.
- Výrobek lze tepelně sterilizovat v atmosféře suchého vzduchu při teplotě 130 °C a v autoklávu v atmosféře stlačené vodní páry při teplotě 126 °C.

Technické parametry	
Model	RF-892
Objem	3000 ml
Rozměry	29,15x54,75x12,05 cm
Materiál	Polypropylen (PP)



Výrobce:

Reha Fund Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa
E-mail: info@rehafund.pl